

Gel base conduttore per ultrasuoni

Cod. articolo 48421 - 1 kg

Di aspetto cristallino, è esente da sali e dall'effetto "filo", non contiene formaldeide e, per la sua particolare struttura, favorisce il movimento della sonda, facilitando il lavoro dell'operatore. Gel idrosolubile, resistente all'essiccazione, inodore, di facile rimozione. Non contiene principi attivi che possano danneggiare in alcun modo il trasduttore della sonda.

PRINCIPI FUNZIONALI

Di aspetto cristallino, è esente da sali e dall'effetto "filo", non contiene formaldeide e, per la sua particolare struttura, favorisce il movimento della sonda, facilitando il lavoro dell'operatore. Gel idrosolubile, resistente all'essiccazione, inodore, di facile rimozione. Non contiene principi attivi che possano danneggiare in alcun modo il trasduttore della sonda.

INCI

Aqua, Carbomer, Phenoxyethanol, Sodium Hydroxide, Sodium Dehydroacetate, Ethylhexylglycerin, Disodium EDTA. Rev. 2

Modalità d'uso: Applicare direttamente sulla parte da trattare o sull'area diagnostica. La quantità dipende dalla superficie d'interesse terapeutico o diagnostico. Può essere rimosso con un semplice panno o con una salvietta di carta.

PAO: 12 mesi