

## **Crema conduttrice per radiofrequenza**

**Cod. articolo 48422 - 1 kg**

Crema specifica per essere usata con macchina elettromedicale emittente radiofrequenza. Possiede un elevato potere conduttivo e favorisce il rendimento ottimale nella fase di trattamento capacitivo e resistivo. Svolge nel contempo azione idratante e lenitiva.

### **PRINCIPI FUNZIONALI**

Burro di Karitè: nutriente

Olio di Jojoba, olio di Oliva, Olio di Mandorle dolci : emollienti, nutrienti, elasticizzanti

### **INCI**

---

Aqua, Hydrogenated Polydecene, Ethylhexyl Palmitate, Diethylhexyl Carbonate, Steareth-2, Steareth-21, Cyclopentasiloxane, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Propylene Glycol, Simmondsia chinensis Seed Oil, Triticum vulgare Germ Oil, Prunus amygdalus Dulcis Oil, Olea europaea Fruit Oil, Butyrospermum parkii Butter, Tocopherol, Xanthan Gum, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Dimethicone, Cyclohexasiloxane, Sodium Dehydroacetate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Citric Acid, Disodium EDTA, Parfum, Benzyl Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone, Linalool, Citronellol, Hydroxycitronellal. Rev. 3

---

**Modalità d'uso:** applicare sulla superficie dove verrà fatto scorrere l'elettrodo capacitivo e resistivo.

**PAO:** 12 mesi